



ECOGRAFI PORTATILI

PER UNA DIAGNOSTICA COMPLETA DEI BOVINI

airScan pro

IMPERMEABILE, LEGGERO,
CON DOPPLER


Ecografo leggero, resistente e wireless progettato per i veterinari di bovini e cavalli.

Racchiusa in un corpo esterno impermeabile in alluminio, la tecnologia all'avanguardia offre una qualità dell'immagine eccellente e una modalità Doppler sensibile.


La possibilità di collegamento con gli occhiali iLens wireless garantisce ergonomia e sicurezza sul lavoro. Le batterie sostituibili garantiscono energia sufficiente per un'intera giornata di scansione.

- Peso: 0,6 kg con sonda e batteria
- Impermeabilità con grado di protezione IP65
- Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 2 ore
- Tempo di ricarica della batteria: fino a 2 ore (5V 3A QC, PD)
- Compatibilità con sistema Android/iOS

- Sonde:
Rettale lineare 4,2-12,5 MHz, profondità fino a 19 cm
Rettale convessa 3-7 MHz, profondità fino a 30 cm
- Compatibile con gli **occhiali iLens**



Corpo luteo attivo



Feto



Cuore del feto



Utero

iScan mini

- Peso: 1,35 kg con sonda e batteria
- Dimensioni: 14 x 17 x 5 cm
- Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 3 ore e 40 min.
- Sonde: ① o ②
- Compatibile con gli **occhiali iLens**

LEGGERO E PRECISO

Se ti occupi di bovini e stai cercando un ecografo leggero con funzionalità di immagine su schermo ed occhiali, iScan mini fa al caso tuo. Il più piccolo e leggero della linea di ecografi con display integrato per l'esame rettale. Permette di determinare la gravidanza nelle vacche nel primo periodo embrionale e di confermare il sesso già dal 55^{mo} giorno.



iScan 2

- Peso: 2,4 kg con sonda e batteria
- Elevata classe di resistenza alla polvere e all'acqua (IP65)
- Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 7 ore
- Sonde: ① o ②

FUNZIONAMENTO EFFICACE IN QUALSIASI CONDIZIONE

iScan 2 rappresenta uno standard superiore nella riproduzione dei bovini. Immagini dettagliate e facili da interpretare, un ampio display integrato e una struttura solida e leggera. Ancora più facile da usare grazie alla tastiera universale, adatta a destrimani e mancini, con possibilità di personalizzare il menu di accesso rapido in base alle proprie esigenze.



iScan 2 MULTI

- Peso: 2,6 kg con sonda e batteria
- Ampia gamma di sonde disponibili
- Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 7 ore
- Sonde: ① ② ③ ④ ⑤

DIAGNOSTICA COMPLETA

Ecografo portatile con sonde intercambiabili per la diagnosi completa di vari tipi di animali da reddito. Un dispositivo affidabile, il più scelto dai veterinari di diverse specializzazioni.



iScan 3

VERSATILE E MODERNO


La gamma in continua evoluzione di sonde compatibili garantisce flessibilità nell'approccio al paziente.

Le funzioni più importanti sono accessibili dalla tastiera. Le scorciatoie da tastiera dedicate velocizzano il lavoro, e le misurazioni più recenti vengono impostate come predefinite. La possibilità di personalizzare le descrizioni permette di disporle nell'ordine desiderato.

La modalità Doppler a colori consente di diagnosticare l'attività del corpo luteo 18-20 giorni dopo l'inseminazione. In questo modo è possibile identificare le vacche non fecondate, prima dell'inizio dell'estro successivo. L'accensione immediata e le impostazioni ottimizzate garantiscono comfort di lavoro e praticità.

- Peso: 2,6 kg con sonda e batteria
- Dimensioni: 27 x 18 x 7 cm
- Modalità Doppler
- Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 4 ore

- Sonde: **1 2 3 4 5**
- Compatibile con gli **occhiali iLens**




Cisti luteinica




28° giorno di gravidanza



Gravidanza



Gravidanza – gioventù



Gravidanza



Mammella



Misurazione dello spessore
del tessuto adiposo



Procedura OPU

SONDE

1 Rettale lineare

- Frequenza: 4,0 – 9,0 MHz (7,0 MHz)
- Lunghezza della lente: 60 mm
- Profondità di scansione: 30 – 150 mm



2 Rettale convessa

- Frequenza: 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- Raggio della lente: 60 mm
- Profondità di scansione: 60 – 300 mm



3 Addominale convessa

- Frequenza: 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- Raggio della lente: 50 mm
- Profondità di scansione: 60 – 300 mm



4 Backfat

- Frequenza: 2,0 – 5,0 MHz (3,7 MHz)
- Lunghezza della lente: 147 mm
- Profondità di scansione: 60 – 300 mm



5 Ovum Pick-Up

- Frequenza: 4,0 – 9,0 MHz (6,5 MHz)
- Raggio della lente: 11 mm
- Profondità di scansione: 30 – 150 mm





VEDI ALTRO

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

 +39 347 25 08 499  marcello@draminski.com

Seguici:    

www.draminski.com